



## Support bassine Hy21®

### Description pour appel d'offres

**Support bassine Hy21 conçu pour les Enveloppes hygiéniques**  
**Compatible laveur-décontaminateur**  
**Recyclable**  
**Fabrication canadienne** 🍁

#### Code produit

Caisse : BA-BASS-HY21-000

#### Présentation

Support bassine de lit Hy21® en polypropylène.  
 Il s'utilise en association avec une enveloppe hygiénique® pour bassine de lit et permet le recueillement des urines et des selles.

#### Couleur

Blanc.

#### Dimensions support

Longueur: 15,5" - (38,5cm) x Largeur: 11,75" - (29,6cm) x Hauteur: 4" - (10,6cm).

#### Composition

Polypropylène. Ne contient ni latex ni phtalates.

#### Durée de vie

Aucune date de péremption.

#### Efficacité

Résistance au poids de 300 lbs (136 kg).

#### Procédé de fabrication

Moulage par injection.

#### Destination

Pour toute personne, homme ou femme, nécessitant une bassine de lit, que ce soit en établissement ou à domicile.

#### Mode d'emploi

**Se référer au tutoriel pour plus de détails.**

#### Précautions d'emploi

Usage individuel. Il est recommandé de jeter le support bassine après le départ du patient.

#### Nettoyage / Stérilisation

Le support bassine doit être nettoyé régulièrement et aussitôt qu'il est souillé. Il est recommandé d'utiliser un détergent désinfectant ou un produit enzymatique associé à une action mécanique de frottement. Suivre les directions d'utilisation des désinfectants pour maximiser leur efficacité (dilution, temps de contact, ...). Il peut également être nettoyé dans le laveur-décontaminateur sans dépasser la température de 203°F ou 95°C.

#### Élimination

Éliminer dans les déchets réguliers ou selon le protocole de l'établissement. Ne pas jeter le sac ou le tampon dans les toilettes. Le support peut être jeté dans le recyclage (plastique numéro 5 – PP).

#### Bénéfices

Améliore l'hygiène, économise le temps, s'élimine facilement et sans risque. Limite la propagation des pathogènes.  
 Facilite le stockage et économise de l'espace en s'emboîtant les uns dans les autres.  
 Produit breveté avec un système de poignées en forme de trous.

#### Identification

Chaque caisse de supports bassines est identifiée par un numéro de lot.

#### Réglementation

**FDA** : dispositif médical de class I exempté de 501(k).  
**Marquage CE** : Ce produit appartient à la classe I selon les règles de l'annexe IX de la directive européenne 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.

#### Dangers / Sécurité

Ce produit a été évalué et n'est pas considéré comme dangereux selon les critères de dangerosité établis par OSHA (Occupational Safety and Health Administration). Fiche signalétique disponible sur demande.

#### Manutention/Stockage

Conserver au propre, à l'abri du soleil et de l'humidité.

#### Conditionnement

|         |   |  |
|---------|---|--|
| Unité   | Pas d'emballage individuel                              | 38,5 x 29,6 x 10,6 cm<br>15,5 x 11,75 x 4 po               |
| Caisse  | 20 supports bassines Hy21® empilés par caisse           | 40,5 x 60 x 32 cm / 4,5 kg<br>16 x 12,5 x 23,75 po / 10 lb |
| Palette | 18 caisses par palette soit 360 supports bassines Hy21® | 122 x 102 x 133 cm / 104 kg<br>48 x 40 x 52¼ po / 230 lb   |