

Chaise d'aisance Hygie Alu-Classic

Description pour appel d'offres

Chaise d'aisance Hygie Alu-Classic 100% aluminium
 Résistance au poids : 400 lb – 180 kg
 Hauteur siège/sol ajustable : 15" to 20" – 38 x 51 cm
 Siège (larg. x prof.) : 19" x 17.5" – 48 x 44.5 cm
 Conforme aux nouvelles normes de désinfection
 Conforme pour les Enveloppes hygiéniques Hygie®
 Fabriquée au Canada 🇨🇦

Code produit

Le code produit dépend des options choisies pour la chaise. Demandez à votre représentant.

Présentation


La chaise d'aisance Hygie ALU-Classic est fabriquée en aluminium et sans surfaces poreuses. Elle est spécialement conçue pour les hôpitaux et les soins de longue durée. Elle peut être utilisée pour les Enveloppes hygiéniques® Hygie.

Caractéristiques

Couleur blanche. 100 % aluminium. Surfaces non poreuses.
 Empattement haute stabilité. Roues pivotantes à 360° avec freins manuels et indépendants.
 Appui-bras pivotants. Hauteur ajustable 15" à 20".
 Facile à nettoyer : pas de recoins.
 Pièces de remplacement disponibles.

Dimensions

1	Largeur totale	57 cm	22,5 po
2	Hauteur totale	89 à 102 cm	35 po à 40 po
3	Profondeur totale	68 cm	27 po
4 a	Hauteur siège-sol (avant)	38 à 43 cm	15 po à 17 po
4 b	Hauteur siège-sol avec rallonge (avant)	46 à 51 cm	18 po à 20 po
5	Hauteur siège-sol (arrière)	37 à 49 cm	14,5 po à 19,5 po
6	Siège-dossier	42 cm	16,5 po
7	Angle du dossier	5°	
8	Largeur du siège	49 cm	19 po
9	Profondeur du siège	44 cm	17,5 po
10	Distance entre les poignées	15 cm	5,75 po
11	Hauteur dégagement	34 à 47 cm	13,5 po à 18,5 po
12	Hauteur appuis-bras	20 cm	8 po
13	Diamètre roue	15 cm	6 po
14	Prise poignée	13 cm	5 po
15	Barre latérale	51 cm	20 po
16	Trois ajustements de hauteur	2,5 à 7,6 cm	1 po à 3 po
17	Hauteur barre-sol	20 cm	8 po
Poids de la chaise		9 kg	20,5 lb
Charge maximale		181 kg	400 lb



3

Composition

Châssis: 100% aluminium.
 Roues: caoutchouc sans traces.
 Siège toilette, Siège Bassine et Cuvette: Polypropylène. Pas de latex.

Performance

Résistance au poids = 400 lb or 180 kg. Anti-rouille.

Destination

Pour toute personne, homme ou femme, qui a besoin d'une chaise d'aisance que ce soit dans un centre de soins (hôpital, centre d'accueil, ...) ou à la maison.

Mode d'emploi

Se référer au guide d'instructions.

Précautions d'emploi

Se référer au guide d'instructions.

Options & accessoires

Hauteur siège/sol ajustable: 15" to 20".

Sièges, cuvette et accessoires



Hy21® Siège bassin avec fond



Siège Rond Ouvert Sans Couvercle



Hy21® Siège bassin avec trous



Cuvette avec trous



Hy21® Siège bassin sans fond



Plaque d'accessoires avec distributeur d'enveloppes hygiéniques et support pour lingettes désinfectantes

Nettoyage/ Désinfection

La chaise d'aisance Alu-Classic® doit être nettoyée en profondeur après chaque utilisation. Pour nettoyer la chaise d'aisance, il est recommandé d'utiliser un détergent ou un produit enzymatique. Il est préférable d'utiliser un produit qui combine les propriétés d'un détergent et d'un désinfectant, et qui permet ainsi d'effectuer les deux étapes en même temps, car il réduira le temps de nettoyage.

Il n'est pas recommandé d'utiliser un laveur-décontaminateur pour nettoyer ou désinfecter la chaise d'aisance Alu-Classic®.

Roues: Les roues ne sont pas conçues pour résister à une température supérieure à 40 °C ou 104 °F.

Siège Bassine et Cuvette: Le Siège Bassine et la cuvette peuvent être nettoyés dans un laveur-décontaminateur sans excéder la température de 91°C or 196°F.

Pour plus de détails se référer aux instructions de nettoyage.

Avantages

Ultra légère, robuste et stable. Rotation sur elle-même.

Peut être placée au-dessus de tous les types de toilettes. Siège à usage uni-patient disponible.

Identification

Chaque chaise d'aisance est identifiée avec un numéro de série.

Garantie

Le châssis est garanti 5 ans à partir de la date d'achat. Les pièces mobiles sont garanties 1 an à partir de la date d'achat. Les accessoires (siège, cuvette) sont garantis 3 mois à partir de la date d'achat.

Voir le certificat de garantie pour plus de détails.

Réglementation

FDA : dispositif médical de class I exempté de 501(k).

Marquage CE : Ce produit appartient à la classe I selon les règles de l'annexe IX de la directive européenne 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.

Risques / Sécurité

Se référer au guide d'instructions.

Manutention

/ Conserver au propre, à l'abri du soleil et de l'humidité.

Stockage

Conditionnement

Caisse	Chaise d'aisance ALU-Classic <ul style="list-style-type: none"> Hauteur 15" or 16" Hauteur 17" or 18" Hauteur 19" or 20" 	34.87 x 23.75 x 38.25 pouces / 30 lb 88.6 x 60.3 x 97.2 cm / 13.6 kg 34.87 x 23.75 x 40.75 pouces / 30 lb 88.6 x 60.3 x 103.5 cm / 13.6 kg 34.87 x 23.75 x 42.37 pouces / 30 lb 88.6 x 60.3 x 107.6 cm / 13.6 kg
Palette	2 caisses par palette (2 chaises)	48 x 72 x 43.25 pouces / 110 lb 121.9 x 182.9 x 109.9 cm / 50 kg